



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex In-line universal Pipettenhalter 337, für 7 Mikroliterpipetten, Eisblau

100,78 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipettenhalter In-line universal 337

Der attraktive platzsparende Pipettenständer hält bis zu sieben Einkanalpipetten der meisten Marken. Aus robustem Polyamid angefertigt, leicht zu reinigen. Stabiler Stand mit Anti-Rutsch-Plättchen. In fünf Pastellfarben erhältlich: Eisblau, Hellgrau, Minzgrün, Pastellrosa, Vanillegelb.

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | SR-0402 |
| Hersteller (Marke) | Socorex |
| alte neoLab ArtikelNr. | 7-7845 |
| EAN | 4058072369156 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | blau |
| Material | Polyamid (PA) |
| für Pipetten/ Dispenser von | Socorex Eppendorf Gilson Brand |
| Typ Gestell | Pipettengestell |

