



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex In-line universal Pipettenhalter 337, für 7 Mikroliterpipetten, Pastellrosa

**100,78 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Pipettenhalter In-line universal 337

Der attraktive platzsparende Pipettenständer hält bis zu sieben Einkanalpipetten der meisten Marken. Aus robustem Polyamid angefertigt, leicht zu reinigen. Stabiler Stand mit Anti-Rutsch-Plättchen.

In fünf Pastellfarben erhältlich: Eisblau, Hellgrau, Minzgrün, Pastellrosa, Vanillegelb.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0405
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7848
EAN	4058072369187
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	rosa
Material	Polyamid (PA)
für Pipetten/ Dispenser von	Socorex Eppendorf Gilson Brand
Typ Gestell	Pipettengestell

