



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex In-line universal Pipettenhalter 337, für 7 Mikroliterpipetten, Vanillegelb

100,78 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipettenhalter In-line universal 337

Der attraktive platzsparende Pipettenständer hält bis zu sieben Einkanalpipetten der meisten Marken. Aus robustem Polyamid angefertigt, leicht zu reinigen. Stabiler Stand mit Anti-Rutsch-Plättchen.

In fünf Pastellfarben erhältlich: Eisblau, Hellgrau, Minzgrün, Pastellrosa, Vanillegelb.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0406
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7849
EAN	4058072369194
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	gelb
Material	Polyamid (PA)
Kapazität	7
Typ Gestell	Pipettengestell
für Pipetten/ Dispenser von	Socorex Eppendorf Gilson Brand

