



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Twister™ universal 336, drehbarer Pipettenständer für 6 Mikroliterpipetten, Diamantweiss

123,97 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Socorex **Pipettenhalter Twister™universal 336**

Pipettenständer mit einzigartigem Design und vorteilhaften Eigenschaften.

Für sechs Pipetten der meisten Marken, bietet er ein ideales Abstellungskonzept für jedes Labor. Die sanfte Achsendrehung um 360° ermöglicht einen raschen Zugriff auf jedes Instrument. Einfache Demontage und Wartung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0400
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7843
EAN	4058072163150
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polyamid (PA)
für Pipetten/ Dispenser von	Socorex Eppendorf Gilson Brand
Typ Gestell	Pipettengestell

