



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Twister™ universal 336, drehbarer Pipettenständer für 6 Mikroliterpipetten, Citringelb

**123,97 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Socorex **Pipettenhalter Twister™universal 336**

Pipettenständer mit einzigartigem Design und vorteilhaften Eigenschaften.

Für sechs Pipetten der meisten Marken, bietet er ein ideales Abstellungskonzept für jedes Labor. Die sanfte Achsendrehung um 360° ermöglicht einen raschen Zugriff auf jedes Instrument. Einfache Demontage und Wartung.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0401
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7844
EAN	4058072163167
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	gelb
Material	Polyamid (PA)
Kapazität	6
Typ Gestell	Pipettengestell
für Pipetten/ Dispenser von	Socorex Eppendorf Gilson Brand

