



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Regal-Pipettenhalter 332 für 2 Socorex Mikroliterpipetten

21,11 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Regal-Pipettenhalter 332

Das äusserst attraktive Design hält zwei Mikro-, Makro- oder Mehrkanal-Pipetten aller Acura® Modelle. Ein selbstklebender Streifen garantiert die anhaltende Haftung auf jeder Oberfläche. Aus Polycarbonat; transparent blau.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0165
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7435
EAN	4058072366841
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Polycarbonat (PC)
Kapazität	2
Typ Gestell	Pipettengestell
für Pipetten/ Dispenser von	Socorex

