



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Statischer Pipettenhalter 340 für 3 Socorex Mikroliterpipetten

100,78 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Statischer Pipettenhalter 340

Ständer für Mikro-, Makro- oder Mehrkanal-Pipetten von Socorex.

Platzsparender Pipettenständer mit innovativem Design für 3 Mehr- oder Einkanal-Mikropipetten.

Hält alle Acura Modelle und erlaubt einen anwenderfreundlichen Zugriff auf jedes Instrument.

Die schwere Ständerplatte mit Anti-Rutsch Füßchen garantiert höchste Stabilität.

Komfortabler Zugriff auf jedes Instrument möglich.

Aus robustem Polyamid, leicht zu reinigen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0136
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7403
EAN	4058072366667
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau
Material	Polyamid (PA)
für Pipetten/ Dispenser von	Socorex
Typ Gestell	Pipettengestell

