



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Ladestation für Pipette Acura® electro oder Handgriff-Akku

205,71 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ladestation für elektronische Pipette Acura® electro

Die Ladestation ermöglicht eine Ablage oder ein gleichzeitiges Aufladen von bis zu drei elektronischen Pipetten oder Handgriff-Akkus. Jede Position ist mit einer rot/grünen LED-Anzeige versehen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0042
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7238
EAN	4058072365936
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	hellgrau
für Modell Pipette	Socorex Acura electro
für Pipetten/ Dispenser von	Socorex
Typ Gestell	Pipettenkarussell/ Ladeständer

