



sunlab® Pipettenständer für 6 Pipetten

Artikelbilder



Beschreibung

Pipettenkarussell passend für Sunlab Mikroliterpipetten (Ein-oder Mehrkanal).

Die Pipetten werden einfach unterhalb des Fingerbügels eingehängt.

Gummifüße am Boden des Standfußes sorgen für einen guten Halt des Pipettenständers am Arbeitsplatz.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8720
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072171674
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
für Modell Pipette	Sunlab-1-Kanal Mikroliterpipette Sunlab-8-Kanal-Mikroliterpipette
für Pipetten/ Dispenser von	Sunlab
Typ Gestell	Pipettenständer

