



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Tischständer (Rondell) für 6 Transferpette® S oder S -8/-12

59,15 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit den Ständern und Regalhaltern positionieren Sie Ihre Ein- oder Mehrkanalpipette von BRAND sicher und platzsparend im Labor. Für jedes Modell und jede Anforderung finden Sie bei BRAND die passende Lösung:

-

Für die mechanischen Ein- und Mehrkanalpipetten Transferpette® S stehen Regal- und Wandhalter zur Verfügung.-

Die Einzelständer für die Transferpette® S werden meist für Mehrkanalpipetten verwendet.-

Für die elektronischen Pipetten Transferpette® electronic sind Einzelständer sowohl für Einkanal- als auch für Mehrkanalpipetten verfügbar.-

Im Tischständer bewahrend Sie bis zu sechs Transferpette® S oder Transferpette® S -8/-12 Pipetten besonders platzsparend auf.-

Im Ladeständer für die Transferpette® electronic können bis zu drei Geräte (bis 1000 µl) gleichzeitig aufgeladen werden. Auf individuelle Netzteile kann dann verzichtet werden.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | BN-2700 |
| Hersteller (Marke) | Brand |
| VGKL Nummer | 104974807 |
| EAN | 4058072181888 |
| Bruttogewicht | 1.0389 |
| HSNummer | 39269097 |
| Lagertemperatur | Raumtemperatur |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Nettogewicht | 0.83420 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Verpackungsbreite | 0.20200 m |
| Verpackungshöhe | 0.17800 m |
| Verpackungstiefe | 0.33500 m |
| Verpackungsvolumen | 12045.000000000 ccm |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

