



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine neoBrush für hohe Gläser, biegsam

19,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bürsten aus aufgeschäumtem Spezialmaterial (außer 1-7040/-41), wesentlich länger haltbar als herkömmliche Bürsten.

Das weiche Material verkratzt Ihre Glaswaren nicht, saugt kein Wasser auf und ermüdet nicht.

Best.-Nr. 1-7036

Bürste für hohe Gläser, biegsam

Bitte nur in wassergefüllten Gefäßen verwenden. In Verbindung mit Wasser passt sich diese Bürste den Formen des zu reinigenden Gefäßes perfekt an.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7036
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072044619
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Form	keine Angabe
Länge	370 mm
Bürsten und Pinsel Eigenschaften	biegsam
DM Kopf	20 mm
geeignet zur Reinigung von (z.B.)	Gläsern
Material Stiel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Typ Reinigungswerkzeug	Bürste. speziell für das Labor

