



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Nylonbürste für 0.3, 0.5 und 1 mL Glaszylinder für Dosystm Selbstfüllerspritzen

**34,74 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Nylonbürsten für Zylinder

Zweckmässig geformte Bürsten mit Kopfbündel und Plastikgriff sorgen für eine effiziente Reinigung von Glaszylindern und -röhrchen.

Verschiedene Bürstengrößen für unterschiedliche Zylindervolumen erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0286
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7686
EAN	4058072368043
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Blau Weiß
Form	gerade
Material Borsten	Polyamid 6.6 (PA 6.6. Nylon)
geeignet zur Reinigung von (z.B.)	Zylindern
Material Stiel	Stahl verzinkt
Typ Bürste	Bürste für spezielle Laborgefäße
Typ Reinigungswerkzeug	Bürste. speziell für das Labor

