



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Nylonbürste für 1, 2 und 5 mL Glaszylinder für Dosystm Selbstfüllerspritzen

34,74 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nylonbürsten für Zylinder

Zweckmässig geformte Bürsten mit Kopfbündel und Plastikgriff sorgen für eine effiziente Reinigung von Glaszylindern und -röhrchen.

Verschiedene Bürstengrößen für unterschiedliche Zylindervolumen erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0287
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7687
EAN	4058072177782
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Blau Weiß
Form	gerade
Material Borsten	Polyamid 6.6 (PA 6.6. Nylon)
geeignet zur Reinigung von (z.B.)	Zylindern
Material Stiel	Stahl verzinkt
Typ Bürste	Bürste für spezielle Laborgefäße
Typ Reinigungswerkzeug	Bürste. speziell für das Labor

