



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Nylonbürsten-Set für alle Größen von Glaszylindern, für DosysTM Selbstfüllerspritzen

34,74 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nylonbürsten für Zylinder

Zweckmässig geformte Bürsten mit Kopfbündel und Plastikgriff sorgen für eine effiziente Reinigung von Glaszylindern und -röhrchen.

Verschiedene Bürstengrößen für unterschiedliche Zylindervolumen erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0289
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7689
EAN	4058072368067
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Blau Weiß
Form	gerade
Bürsten und Pinsel Eigenschaften	im Set
Material Borsten	Polyamid 6.6 (PA 6.6. Nylon)
geeignet zur Reinigung von (z.B.)	Zylindern
Material Stiel	Stahl verzinkt
Typ Bürste	Bürste für spezielle Laborgefäße
Typ Reinigungswerkzeug	Bürste. speziell für das Labor

