



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Mikroreiniger Textilfaser, 115 mm lang, 100 Stck./Pack

5,12 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der ideale Reiniger für alle engen Gefäße, wie Pipetten, Kapillaren und Fugen, aus hoch saugfähiger, dochtartiger Textilfaser.

Aufnahmefähigkeit feuchter Substanzen bis zum 3-fachen des Eigengewichtes.

Schnell, einfach und wirkungsvoll reinigen.

Gesamtlänge: 115 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7061
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072044756
Farbe	weiß rot
Material	Mikrofaser
Länge	115 mm
DM Kopf	2 mm
Form Spitze	zylindrisch
Typ Reinigungswerkzeug	Mikro-/Pfeiffenreiniger

