



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Augen-Sofortspüllösung in Box, steril, 4x250 ml

114,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

Unentbehrlich überall dort, wo es zu Augenverletzungen durch Fremdkörper kommen kann.  
Kunststoffbox mit praktischer Wandhalterung, gefüllt mit

- 4 gebrauchsfertigen Druckspülflaschen mit je 250 ml **Sterilwasser**
- Sofortset für Augenverletzungen mit Augenkompressen, Augenklappe, Pflasterstreifen, Kompresse und Einmalhandschuhen
- kann mit einem Handgriff aus der Wandhalterung genommen werden
- dosierbarer Druckstrahl zur schonenden Entfernung von Fremdkörpern
- 3 Jahre haltbar, Sicherheitsverschluss

Maße: 260 x 160 x 80 mm (L x B x T)

Gemäß EN 15154-4, Medizinprodukt nach MPG, CE-Kennzeichen

Zubehör: Ersatzflasche/Augenspüllösung (Best.-Nr. 2-2108)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2107
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072059811
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	orange
Volumen	1000 ml
steril	Ja
Breite	70 mm
Höhe	160 mm
Länge	260 mm
Tiefe	260 mm
Duschen und Augenspülung Eigenschaften	für die Wandmontage geeignet
Haltbarkeit	3 Jahre
Typ Lösung	Augenspüllösungen (Fremdkörper)
befüllt nach	DIN 12930
Inhalt Augenspüllösung	Sterilwasser
Nachfüllpackung/ -artikel	2-2108
Wandaufhängung	geschlossen
normiert nach DIN-Norm (DIN EN)	DIN EN 15154-4:2010-04

