



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Erste-Hilfe-Koffer, gefüllt, nach DIN 13157

155,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Neben dem Norminhalt nach DIN 13157 enthält dieser Erste-Hilfe-Koffer wertvolle Ergänzungen wie aluderm[®]-Spezialverbände, Spezial-Druckverbandpäckchen, ein Handreinigungs-Set und eine erweiterte Pflasterausstattung u.v.m.

Die sterilen Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.

Praktische Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung. Auch in der Wandhalterung zu öffnen. Handliche Griffasten. Transparente Abdeckplatten, umlaufende Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe.

ABS-Kunststoff, regeneratfrei, cadmiumfreie Einfärbung, für medizinische Geräte, Arzneimittel und Lebensmittel zugelassen. Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei.

Maße: 310 x 210 x 130 mm (L x B x T)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2100
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072059774
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	orange
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	130 mm
Höhe	210 mm
Länge	310 mm
Tiefe	310 mm
befüllt nach	DIN 13157
Typ Ausstattung	Standard
Typ Erste-Hilfe-Ausrüstung	Erste-Hilfe-Koffer

