



Asecos Mobilbox für Gefahreneindämmung

Artikelbilder



Beschreibung

Handliche Mobilbox gewährleistet einen schnellen Zugriff im Leckage-Fall Die Sorbents sind ideal für die sofortige Gefahreneindämmung im Leckagefall sichere Aufnahme von aggressiven Chemikalien, Säuren, Laugen etc. hohe Reiß- und Abriebfestigkeit ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts Abmessungen (BxTxH): 610x400x340 mm Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 1 Paar Einweg-Schutzhandschuhe

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AS-0210
Hersteller (Marke)	Asecos
alte neoLab ArtikelNr.	2-1107
EAN	4058072195588
Breite	610 mm
Höhe	340 mm
Länge	400 mm
Tiefe	400 mm

