



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Verbandschrank mit Füllung, 290 x 360 x 140 mm

130,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zweckmäßiger Verbandschrank, sehr solide verarbeitet.
Aufgrund seiner kompakten Bauweise vor allen Dingen für kleinere Betriebseinheiten geeignet.
Aus weiß lackiertem Stahlblech mit verschließbarer Tür.

Füllung DIN 13157 gemäß ASR A4.3
Maße: 302 x 362 x 140 mm (B x H x T)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2102
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072059798
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Stahl pulverbeschichtet
Breite	140 mm
Höhe	302 mm
Länge	362 mm
Tiefe	362 mm
befüllt nach	DIN 13157 gemäß ASR A4.3
Typ Ausstattung	Standard
Typ Erste-Hilfe-Ausrüstung	Verbandschrank

