



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



B-SAFETY Pflasterspendersystem mit 2x45 wasserfesten Pflastern

27,43 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der QuickFix Wundpflasterspender bietet direkt am Arbeitsplatz schnellen und hygienischen Zugang zu Pflastern – einfach ziehen und das Pflaster ist sofort einsatzbereit. Nur noch das Pflaster auf die Wunde auftragen und schon geht es zurück zur Arbeit. Das QuickFix Pflasterspendersystem wird mit Pflastern, Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz geliefert

2-0310: Pflasterspendersystem mit 2x45 wasserfesten Pflastern

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FG-0070
Hersteller (Marke)	B-SAFETY
alte neoLab ArtikelNr.	2-0310
EAN	4058072254179
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	beige
Anzahl Teile im Set	90
Nachfüllpackung/ -artikel	FG-0071

