



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



B-SAFETY Pflasterspendersystem mit 1x45 wasserfesten und 1x45 textilen Pflastern

28,68 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der QuickFix Wundpflasterspender bietet direkt am Arbeitsplatz schnellen und hygienischen Zugang zu Pflastern – einfach ziehen und das Pflaster ist sofort einsatzbereit. Nur noch das Pflaster auf die Wunde auftragen und schon geht es zurück zur Arbeit. Das QuickFix Pflasterspendersystem wird mit Pflastern, Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz geliefert

2-0311: Pflasterspendersystem mit 1x45 wasserfesten und 1x45 textilen Pflastern

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FG-0072
Hersteller (Marke)	B-SAFETY
alte neoLab ArtikelNr.	2-0311
EAN	4058072254193
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	beige
Anzahl Teile im Set	45
Nachfüllpackung/ -artikel	FG-0071 FG-0074

