



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



B-SAFETY Pflasterspendersystem mit 2x30 textilen Fingerverbänden

31,24 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der QuickFix Wundpflasterspender bietet direkt am Arbeitsplatz schnellen und hygienischen Zugang zu Pflastern – einfach ziehen und das Pflaster ist sofort einsatzbereit. Nur noch das Pflaster auf die Wunde auftragen und schon geht es zurück zur Arbeit. Das QuickFix Pflasterspendersystem wird mit Pflastern, Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz geliefert

2-0313: Pflasterspendersystem mit 2x30 textilen Fingerverbänden

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FG-0075
Hersteller (Marke)	B-SAFETY
alte neoLab ArtikelNr.	2-0313
EAN	4058072254223
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	beige
Anzahl Teile im Set	60
Nachfüllpackung/ -artikel	FG-0076

