



neoLab® Kältespray, 200 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Kältemittel zur schnellen Abkühlung bis -52°C, nicht brennbar.
Zur schnellen Fehlersuche in der Elektronik, zur Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern. Kühlmittel für die Dentaltechnik, Klima- und Heizungsanlagen und Schockfrierung von kleinen Proben.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6241
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072043155
Volumen	200 ml
Typ Spezialspray	Kältespray

