



## neoLab® Universalspray WD-40, 400 ml

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Für unzählige Anwendungen in Labors und Betrieben.

Beseitigt Quietschen: Dringt in die Gewinde ein und schmiert Scharniere, Rollen, Federn etc.

Verdrängt Feuchtigkeit: Verdrängt Wasser von Metalloberflächen.

Reinigt und schützt: Löst Farbstoffflecken, Fett, Teer, Gummi und Klebstoffreste, auch Kalkrückstände.

Hinterlässt einen Schutzfilm: gegen Rost und Korrosion.

Lockert korrodierte Teile: Dringt tief ein und lockert korrodierte und festgefressene Schrauben, Schalter u.v.m..

Löst fest sitzende Mechanik.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-6791
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072044398
Volumen	400 ml
Typ Spezialspray	Universalspray

