




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Druckluftspray, 400 ml

32,80 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Druckgas-Reiniger, nicht entzündbar, sehr ergiebig. DRUCKLUFT 67 basiert auf einem reinen, verflüssigtem Gas mit geringem Treibhauspotential (GWP = 7). Das trockene, ölfreie Druckgas hinterlässt keine Rückstände und ist gemäß Richtlinie 2008/47/EC nicht entzündbar. Die Spraydose mit aufsteckbarem Sprühhörhchen ermöglicht zielgenaues Ausblasen von Staub und Schmutz. Das ausgewogene Sprühsystem erzeugt einen mittelstarken Sprühdruck und ist dadurch insbesondere auch bei empfindlichen Bauteilen problemlos einsetzbar. Eigenschaften, Vorteile: - Trockenes, ölfreies Druckgas, hinterlässt keine Rückstände. - Nicht entzündbar, sicher und umweltgerecht. - Ausgewogenes, mittelstarkes Sprühsystem, sehr ergiebig. Anwendungsbeispiele: - Ausblasen von Staub und Schmutz in der Elektronik und Feinmechanik. - Auch bei empfindlichen Bauteilen wie Optiken und Sensoren problemlos einsetzbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6251
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4066292550728
Volumen	400 ml
Medium/ Konsistenz	Gas
Spezialreiniger zur Reinigung von (Gegenstände/ Geräte)	Bauteilen. elektronisch Laborinstrumenten
Typ Reinigungsmittel	Druckluftspray
abgefüllt in	Flasche mit Sprühverschluss/ Spray

