



neoLabLine Kalklöser, 1 l

Artikelbilder



Beschreibung

Kalklöser für Glasgeräte, Heißwasserbereiter, Destilliergeräte, Tauchheizer, Kaffeemaschinen, Waschbecken, Heizelemente für Laborspülmaschinen usw.

Je nach Anwendungszweck 1- 5% Lösung mit Wasser ansetzen.
Frei von Ameisensäure u. Salzsäure, daher ohne stechenden Geruch.
Mischung aus Phosphorsäure, Inhibitoren und Tensiden, schwach schäumend.
Vorsicht: ätzend!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4100
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072002091
Volumen	1000 ml
Medium/ Konsistenz	Flüssigkeit
Spezialreiniger zur Entfernung von	Kalk
Typ Reinigungsmittel	Spezialreiniger gegen bestimmte Verunreinigungen
abgefüllt in	Flasche mit Schraubverschluss

