



## neolab<sup>®</sup> Reinigungsstift

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Reinigungsstift für punktgenaues, einfaches Reinigen mit hervorragender Schmutzlösekraft. Geignet z.B. für Lasereinheiten, Kopftrommeln, Druckköpfe, Sensoren, Optiken und feinmechanische Bauteile. Enthält hoch reinen Isopropyl-Alkohol, hohe Materialverträglichkeit. Sparsam: über 2000 Anwendungen. Integrierter Vorratstank, schließt automatisch. Universell einsetzbar an DVD, Messgeräten, Druckern, Magnetkarten-Lesegeräten, Kameras usw.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-6249
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072043216
Medium/ Konsistenz	Flüssigkeit
Spezialreiniger zur Entfernung von	Fett Öl
Spezialreiniger zur Reinigung von (Gegenstände/ Geräte)	Laborgeräten Mikroskopen
Typ Reinigungsmittel	Reinigungsstift
abgefüllt in	Stift

