



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Dr. Weigert neodisher® TS, Klarspüler, flüssig, 10 Liter

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Klarspülmittel als Flüssigkonzentrat.

Für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung. Verkürzt die Trocknungszeit signifikant. Besonders geeignet für Tierkäfige aus Polycarbonat, Polyetherimid oder Edelstahl. Sauer eingestellt, neutralisiert alkalische Rückstände und beugt einem Materialangriff bei Polycarbonat beim anschließenden Autoklavieren vor.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JH-0003
Hersteller (Marke)	Dr. Weigert
EAN	4058072661397
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	10000 ml
Reinigungsmittel Eigenschaften	für Aluminium geeignet chlorfrei
Hersteller	Dr. Weigert
Medium/ Konsistenz	Flüssigkeit
Typ Reinigungsmittel	Spülmaschinenreiniger
abgefüllt in	Kanister
pH-Bereich	sauer
pH-Wert	4.2 bis 3.5

