



Dr. Weigert neodisher® Spülmaschinenreiniger A8

Artikelbilder



Beschreibung

Pulverförmiger, alkalischer Intensivreiniger für die Spülmaschine.
Mit Aktivchlor, desinfizierend. Geeignet für alle üblichen Labormaterialien aus Glas, Keramik und Edelstahl (nicht jedoch für Alu, Eloxal, Leichtmetalllegierungen).
Entfernt mühelos Blut- und Serumrückstände, Eiweiß, Stärke, Fett und Öle, Pharmaka, Farben, Lacke, Gelatine und Gerbstoffe.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JH-0029
Hersteller (Marke)	Dr. Weigert
alte neoLab ArtikelNr.	1-6701
EAN	4058072261627
Gewicht	10 kg
Reinigungsmittel Eigenschaften	tensidfrei desinfizierend
Medium/ Konsistenz	Pulver
Typ Reinigungsmittel	Spülmaschinenreiniger
abgefüllt in	Eimer
pH-Bereich	alkalisch
pH-Wert	12.0 bis 12.8

