



Dr. Weigert neodisher® Spülmaschinenreiniger A8

Artikelbilder



Beschreibung

Pulverförmiger, alkalischer Intensivreiniger für die Spülmaschine.

Mit Aktivchlor, desinfizierend. Geeignet für alle üblichen Labormaterialien aus Glas, Keramik und Edelstahl (nicht jedoch für Alu, Eloxal, Leichtmetalllegierungen).

Entfernt mühelos Blut- und Serumrückstände, Eiweiß, Stärke, Fett und Öle, Pharmaka, Farben, Lacke, Gelatine und Gerbstoffe.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JH-0160
Hersteller (Marke)	Dr. Weigert
alte neoLab ArtikelNr.	1-6700
EAN	4058072261719
Gewicht	1 kg
Reinigungsmittel Eigenschaften	tensidfrei desinfizierend
Medium/ Konsistenz	Pulver
Typ Reinigungsmittel	Spülmaschinenreiniger
abgefüllt in	Flasche mit Schraubverschluss
pH-Bereich	alkalisch
pH-Wert	12.0 bis 12.8

