



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Dr. Weigert neodisher® Spülmaschinenreiniger ,
flüssig, Alka 300, pH 11,1 bis 11,9, 25 kg**

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Flüssiger, mild-alkalischer Desinfektions-Reiniger für die Spülmaschine.

Mit Korrosionsinhibitoren und Aktivchlor. Für Edelstahl, CrNi-Stahl, vernickeltes Material und Aluminium, Kunststoff, Glas. Entfernt Blut- und Eiweißreste, organische Rückstände, Schmutz, Kot und Futtermittelreste, Speisen und Müllreste. Dosierung: zur kombinierten Reinigung und Desinfektion 2-5 ml/l, zur Reinigung 2-3 ml/l

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JH-0053
Hersteller (Marke)	Dr. Weigert
alte neoLab ArtikelNr.	1-6711
EAN	4058072261702
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Gewicht	25 kg
Reinigungsmittel Eigenschaften	tensidfrei desinfizierend
Medium/ Konsistenz	Flüssigkeit
Typ Reinigungsmittel	Spülmaschinenreiniger
abgefüllt in	Kanister
pH-Bereich	alkalisch
pH-Wert	11.1 bis 11.9

