



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Silikon-Dichtung mit PTFE-Stulpe Bohrung 26 mm Nr.2-3053

182,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Silikondichtung für Schraubkappe GL 45 mit Bohrung, rot

Mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe.

Bohrung: 26 mm

Zubehör für Schraubkappe (Best.-Nr. 2-3051)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2745
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	2-3052
EAN	4058072363529
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	weiß transparent (gelb)
Material	Silikon Polytetrafluorethylen (PTFE)
DM Loch	26 mm
DM oben	42 mm
DM unten	42 mm
Material Dichtung / Septum	Silikon
Material Stulpe	Polytetrafluorethylen (PTFE)

