



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Septum Silikon/PTFE, 8 mm Ø, 100 Stck./Pack

47,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Unmontierte Septen für Gewindeflaschen ND8.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-7204
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072009014
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Dicke Septum	1.3 mm
Härte	45 shore A
TBST MAX Verschluss/ Deckel	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C

