



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Septum ND8 Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt, 1000 Stck./Pack

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Unmontierte Septen für Gewindeflaschen ND8.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0670
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029340
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Dicke Septum	0.9 mm
Härte	55 shore A
TBST MAX Verschluss/ Deckel	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C

