



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Septum 10 mm Silikon weiß/PTFE beige, 100 St./Pack

23,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Unmontierte Septen für Gewindeflaschen ND10.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0735
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029890
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Härte	45 shore A
Dicke Septum	1.5 mm
TBST MAX Verschluss/ Deckel	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C

