



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Septum Silikon creme/PTFE rot, 11 mm Ø, 1000 St./Pack

243,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Unmontiertes Septum für alle Kappen ND11.
Silikon weiß/PTFE rot

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-7226
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072009076
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Härte	55 shore A
Dicke Septum	1.5 mm
TBST MAX Verschluss/ Deckel	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C

