



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neochrom® Septum ND20, PharmaFix Butyl/PTFE, 1000 Stck./Pack

**35,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Septen zur Verwendung mit Bördelverschlüssen ND20.

Septum Butyl/PTFE grau

Temperaturbeständig von -40°C bis 120°C

Vollständig mit PTFE beschichtet

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	7-0803
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030490
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Härte	50 shore A
Dicke Septum	3 mm
TBST MAX Verschluss/ Deckel	-40 °C
TBST MIN Septum	120 °C

