



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Septum ND20, Silikon blau
transparent /PTFE transparent, 1000 St./Pack**

**513,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Septen zur Verwendung mit Bördelverschlüssen ND20.

Septum Silikon/PTFE

Temperaturbeständig von -60°C bis 200°C

Für eine leichte Penetration

Für kritische Analysen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0804
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030506
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Dicke Septum	3 mm
Härte	45 shore A
TBST MAX Verschluss/ Deckel	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C

