



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Dreiweg-Kegelhahn mit massivem Glasküken, Hahn NS 14,5, Bohrung 1,5 mm

**37,96 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Dreiweg-Kegelhähne** mit Glasküken

Nach DIN 12554 und in Ergänzung der DIN.

T-Bohrung mit massivem Glasküken und Gewindehahnsicherung.

Dichtheit nach DIN 12540-1.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0371
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2370
EAN	4058072301132
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Bohrung	1.5 mm
Material Hahn	Borosilikatglas
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	44695
Typ Hahn / Ventil	Hahn 3-Wege
Typ Anschluss	Glasstutzen

