



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene Zweiwege-Hahn (PP), mit 4 mm Bohrung, TEF-Küken

**51,00 €** Ab

**41,33 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Zweiwege-Hahn

Die zwei Rohrenden sind als Schlaucholiven ausgeformt.

Ideal als Ersatz für Glashähne, unzerbrechlich, extrem dicht, müssen nicht gefettet werden.

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Art.-Nr.                 | CD-1777                                     |
| Hersteller (Marke)       | Nalgene                                     |
| alte neoLab ArtikelNr.   | 1-0046                                      |
| EAN                      | 4058072219529                               |
| Transporttemperatur      | Raumtemperatur                              |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja  |
| Farbe                    | transparent (milchig) weiß schwarz          |
| steril                   | Nein  |
| Hähne Eigenschaften      | mit besonderer chemikalischer Beständigkeit |
| Anzahl Schlaucholiven    | 3   |
| Bohrung                  | 4 mm  |
| Material Hahn            | Polypropylen (PP)                           |
| Material Kücken          | Polytetrafluorethylen (PTFE. Teflon)        |
| Typ Anschluss            | Schlaucholive                               |
| Typ Hahn / Ventil        | Hahn 2-Wege                                 |
| für DM Schlauch innen 1  | 6.0-9.0 mm                                  |

