



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Dreiwege-Hahn (PP), mit 4 mm Bohrung, TEF-Küken

59,70 € Ab
48,25 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Dreiiwege-Hahn

Die drei Rohrenden sind als Schlaucholiven ausgeformt.

Ideal als Ersatz für Glashähne, unzerbrechlich, extrem dicht, müssen nicht gefettet werden.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|---|
| Art.-Nr. | CD-1779 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |
| alte neoLab ArtikelNr. | 1-0044 |
| EAN | 4058072219536 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (milchig) weiß schwarz |
| steril | Nein |
| Hähne Eigenschaften | mit besonderer chemikalischer Beständigkeit |
| Anzahl Schlaucholiven | 2 |
| Bohrung | 4 mm |
| Material Hahn | Polypropylen (PP) |
| Material Kücken | Polytetrafluorethylen (PTFE. Teflon) |
| Typ Hahn / Ventil | Hahn 3-Wege |
| für DM Schlauch innen 1 | 6.0-9.0 mm |
| Typ Anschluss | Schlaucholive |

