



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Metall-Dreiwegehahn m. LL- Anschlüssen, 2 LLW, 1 LLM

55,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Metall-Hahn mit Luer-Lock-Anschlüssen.
Das Hahnküken wird mittels einer Feder im Hahnbett festgehalten.
Als Gleitmittel wird Silikonfett verwendet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6286
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072007942
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
steril	Nein
Hähne Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit besonderer Druckbeständigkeit
Anzahl Luer-Lock männlich	1
Anzahl Luer-Lock weiblich	2
Bohrung	1.8 mm
Material Hahn	Messing verchromt
Material Küken	Messing verchromt
Typ Hahn / Ventil	Hahn 3-Wege
Typ Anschluss	Luer-Lock weiblich Luer-Lock männlich

