



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Mini-Dreiwegehahn, 2 x Luer weiblich, 1 x Luer männlich

3,81 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kleiner Dreiwegehahn aus Kunststoff, steril, zum Anschluss von Spritzen oder Kanülen.

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|--|
| Art.-Nr. | 2-4190 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072002404 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | transparent (klar) |
| steril | Ja |
| Anzahl Luer-Konus weiblich | 2 |
| Anzahl Luer-Lock männlich | 1 |
| Material Hahn | High-Density-Polyethylen (HDPE) |
| Material Küken | High-Density-Polyethylen (HDPE) |
| Typ Hahn / Ventil | Hahn 3-Wege |
| Typ Anschluss | Luer-Konus weiblich Luer-Lock männlich |

