



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Ablasshahn für Abklärflaschen mit massivem Glasküken, Kern 29/32

69,36 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ablasshähne für Abklärflaschen

Mit massivem Glasküken und Gewindehahnsicherung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0393
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2393
EAN	4058072301354
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Bohrung	6 mm
Material Hahn	Borosilikat Glas 3.3
Material Küken	Borosilikat Glas 3.3
Normschliff	29/32
Typ Hahn / Ventil	Ablasshahn
für DM Schlauch innen 1	8
Typ Anschluss	Normschliff

