



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Seitlicher Bürettenhahn NS 12,5, Bohrung 1,5 mm, mit PTFE-Küken

33,18 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bürettenhähne mit facettierter Auslaufspitze.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0390
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2390
EAN	4058072301323
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material Hahn	Borosilikat Glas 3.3
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	44693
Typ Anschluss Ausgang	Glasstutzen
Typ Anschluss Eingang	Glasstutzen

