



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Vakuum-Kegelhahn, Einweg, gerade, NS 14,5

48,37 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einweg **Vakuum-Kegelhähne**, gerade (Sackhähne)
Durchgangshähne mit geradlinigen Ansatzrohren; mit hohlem Glasküken.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0396
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2396
EAN	4058072301385
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Bohrung	2.5 mm
Material Hahn	Borosilikatglas
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	44695
Typ Hahn / Ventil	Hahn 1-Wege
Typ Anschluss	Glasstutzen

