



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Vakuum-Kegelhahn, Einweg, parallel, Hahn NS 21,5

62,95 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Vakuum-Kegelhähne, einweg, parallel

Durchgangshähne mit parallelen Ansatzrohren; mit hohlem Glasküken

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0408
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2408
EAN	4058072301507
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Bohrung	6 mm
Material Hahn	Borosilikatglas
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	44702
Typ Hahn / Ventil	Hahn 1-Wege
Typ Anschluss	Glasstutzen

