



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Vakuum-Kegelhahn, Einweg, rechtwinklig, Hahn NS 18,8

**50,56 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Einweg **Vakuum-Kegelhähne** (Eckhähne) mit rechtwinkligen Ansatzrohren und hohlem Glasküken.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0402
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2402
EAN	4058072301446
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Bohrung	4 mm
Material Hahn	Borosilikatglas
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	44791
Typ Hahn / Ventil	Hahn 1-Wege
Typ Anschluss	Glasstutzen

