











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Lenz Vakuum-Kegelhahn, Einweg, rechtwinklig, Hahn NS 29

95,05 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Einweg **Vakuum-Kegelhähne** (Eckhähne) mit rechtwinkligen Ansatzrohren und hohlem Glasküken.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LZ-0405
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2405
EAN	4058072301477
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Bohrung	10 mm
Material Hahn	Borosilikatglas
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	29
Typ Hahn / Ventil	Hahn 1-Wege
Typ Anschluss	Glasstutzen

