



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Einweg-Kegelhahn mit PTFE-Küken, Hahn NS 14,5, Bohrung 2,5 mm, kapillare Ansatzrohre

**328,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Einweg-Kegelhähne** mit PTFE-Küken

Nach DIN 12541-1 mit PTFE-Küken und Gewindehahnsicherung.

Eine gerade Bohrung; mit kapillaren Ansatzrohren.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0359
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2358
EAN	4058072301019
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Bohrung	2.5 mm
Material Hahn	Borosilikatglas
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	44693
Typ Hahn / Ventil	Hahn 1-Wege
Typ Anschluss	Glasstutzen

